

lovi
activity matters

LOVI® is a registered trademark of:


NOVILAB AG,

c/o Unitreu, Gartenstrasse 4,
6300 Zug, Switzerland,
info@lovi.ch,
www.lovi.ch


Licensee:

Canpol sp. z o.o.
02-884 Warszawa, ul. Puławska 430, Polska.
Biuro, sprzedaż: Stubica B, ul. Graniczna 4
96-321 Żabia Wola, Poland.
tel. (+48 46) 858 00 00
fax: (+48 46) 858 00 01
www.lovi.pl

ISO 9001:2008



rys./fig. 1



rys./fig. 2

PL

Lovi 360°

Kubek został specjalnie zaprojektowany, aby towarzyszyć rozwojowi Twojego dziecka, pomagając mu w wyżywianiu się nawyków picia przy pomocy ustnika. Ułatwia przyzwyczajenie się do naturalnego sposobu picia, tym samym wspomagając jego szybszy rozwój. Unikalna konstrukcja zaworki umożliwiła łatwe picie napojów z każdego miejsca wokół krawędzi kubka, a system uszczelniania jest łatwy do umycia. Korzystanie z niego nie sprawia żadnej trudności, dlatego polecany jest dla dzieci w każdym wieku, szczególnie dla tych, które nie muszą, bądź nie chcą już pić z butelki/kubka treningowego.

Instrukcja mycia.

Przeczytaj poniższą instrukcję przed użyciem, zachowaj ją ponieważ zawiera ważne informacje. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj kubek w ciepłej wodzie z mydłem dla dzieci, dokładnie wypłucz. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchni narzędzi. Zakrętkę wypłucz w ciepłej wodzie. Dla dokładniejszego oczyszczenia zakrętki, zaleca się rozmontowanie zaworki w sposób zaprezentowany na obrazku. Nie przepiskaj żadnych przedmiotów przez otwory w zaworku; nie rozciągaj uszczelki, ponieważ może ona ulec rozszczelnieniu. Nie gotuj. Nie wyparżaj. Nie stosować w kuchenkach mikrofalowych. Nie zaleca się mycia kubka w zmywarce.


Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka. Ostrzeżenie!

Wyrób sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzucić. Kubek utrzymuj w czystości. Gęste płyny, np. zawiesiny z drobinami owoców, mogą zatkать zaworek. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.


„SteriTouch® posiada naturalne antybakteryjne właściwości srebra, co pozwala na zredukowanie ilości zachorowań powodowanych przez mikroorganizmy. Niezależne testy laboratoryjne wykazały, że SteriTouch® może redukować ilość bakterii takich jak e.coli i gronkowiec złocisty, aż o 99,9% w ciągu 24 godzin. SteriTouch® nie zastąpi standardowych zabiegów czyszczących, jednak zapewni zwiększoną ochronę pomiędzy okresami mycia.”

Ochrona antybakteryjna SteriTouch® znajduje się wyłącznie w nakrętce z zaworkiem.

Licencja: Canpol sp. z o.o., 02-884 Warszawa, ul. Puławska 430, Polska.
Biuro, sprzedaż: Stubica B, ul. Graniczna 4, 96-321 Żabia Wola, Poland.
tel. (+48 46) 858 00 00, fax: (+48 46) 858 00 01, www.lovi.pl, ISO 9001:2008



rys./fig. 3



rys./fig. 4