



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej



K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2016

UL. KAROWA 2, 00-315 WARSZAWA
CENTRALA: 22 596 6100
SEKRETARIAT: 22 596 6160
FAX: 22 596 6474
WWW.SZPITALKAROWA.PL
E-MAIL: SEKRETARIAT@SZPITALKAROWA.PL

Podsumowanie wyników badania

przeprowadzonego przez Centrum Nauki o Laktacji na terenie Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie w okresie od 5.09. 2017 do 28.01.2018.

Celem badania była identyfikacja potrzeb i oczekiwań matek odciągających pokarm dla przedwcześnie urodzonych dzieci odnośnie laktatorów elektrycznych oraz ocena laktatora LOVI Ekspert firmy Canpol.

Laktator LOVI Ekspert testowano w grupie 30 matek z ustabilizowaną laktacją. 77% urodziło poprzez cesarskie cięcie. Wszystkie dzieci były wcześniakami i pozostawały w szpitalu. Ponad 73% dzieci było karmionych tylko odciąganiem pokarmem matki, 27% również piersią, zaledwie 13% dokarmiano sztucznie. Laktator Lovi Ekspert stosowano pod nadzorem personelu medycznego (położne – doradcy laktacyjni) przeszkolonego w doborze i zastosowaniu sprzętu do odciągania pokarmu.

Dla 80% matek najważniejszym aspektem było uzyskanie jak największej ilości odciąganego pokarmu, dla 20% - czas odciągania, dla kolejnych 20% - cichość laktatora. 67% matek odciągało nieco więcej mleka w dniach testu (LOVI Ekspert) niż w dniu kontroli (laktatory własne). Średnia objętość podczas trzech testowych sesji wyniosła 123 ml, a dniu kontroli 113 ml. Różnica nie jest istotna statystycznie, ale ma znaczenie kliniczne. Przy średnio 7 odciąganiach na dobę 2/3 matek uzyska dodatkową porcję pokarmu dla dziecka. Testowany laktator osiąga tę objętość w



Centrum Nauki o Laktacji
Sekretarz Szkoły 725 25 62 11
cno!@kobiety.med.pl
Koordynator Szkoleń 667 94 14 70
kursy@kobiety.med.pl



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej



K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2016

UL. KAROWA 2, 00-315 WARSZAWA
CENTRALA: 22 596 6100
SEKRETARIAT: 22 596 6160
FAX: 22 596 6474
WWW.SZPITALKAROWA.PL
E-MAIL: SEKRETARIAT@SZPITALKAROWA.PL

podobnych parametrach czasowych jak inne laktatory używane przez matki (wyłączając laktatory symultaniczne). 100% matek uznało Laktator Lovi Ekspert za cichy i bardzo cichy. Poczucie komfortu podczas odciągania nie jest najważniejszym aspektem dla matek. Wszystkie laktatory oceniono podobnie. Większość badanych kobiet oceniło system 3D Pumping jako ważny oraz potwierdziło komfort odciągania w tym systemie. Najśłabszym parametrem, choć nie najważniejszym dla matek, był montaż/demontaż laktatora ze względu na większą ilość części niż w innych używanych modelach. Jednak ogólna obsługa laktatora, zwłaszcza dobór siły ssania w fazie stymulacji i głębokiego ssania, oceniono wysoko. Badanie mikrobiologiczne pokarmu uzyskanego z laktatora nie budziło zastrzeżeń.

Laktator Lovi Ekspert stosowany pod nadzorem personelu medycznego (położne – doradcy laktacyjni) przeszkolonego w doborze i zastosowaniu sprzętu do odciągania pokarmu, spełnia oczekiwania matek odciągających mleko w szpitalu dla przedwcześnie urodzonych dzieci. Zapewnia w tych warunkach odciąganie odpowiedniej ilości pokarmu do nakarmienia dziecka i utrzymania laktacji u matki. Laktatora nie testowano ani w celu inicjacji, ani w celu stymulacji laktacji.

Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
Dyrektor Centrum Nauki o Laktacji



Centrum Nauki o Laktacji
Sekretarz Szkoły 725 25 62 11
cno!@kobiety.med.pl
Koordynator Szkoleń 667 94 14 70
kursy@kobiety.med.pl